


Digital Mammography Phantoms

Tissue equivalent test tools

研究開発・校正評価・装置保守用

デジタル・マンモファントム

Series 80



デジタル・ステップウェッジ

デジタル画像の直線性およびダイナミックレンジ等のテストに最適。

全フィールド用

低コントラスト・ファントム

直径、厚さ、濃度等の異なるターゲットを配列埋め込み。

- ・ Contrast = air/background
- ・ FDD 及びフィルムスクリーンに最適

小フィールド用

低コントラスト・ファントム

バックグラウンドより 10% 高い乳腺等価性コントラスト・ターゲット。

- ・ 直径 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 mm
- ・ 厚さ .25, .40, .80, 1.2, 2.0, 3.0, 4.5 mm

高コントラスト

ポイント・ターゲット

- ・ 直径 100 ~ 150 ミクロン
- ・ 20 line pair/mm テスト
- ・ 直径 150, 125, 100, 100, 100, 100 micron
- ・ 厚さ 500, 350, 350, 250, 225, 185 micron

- ・ 特注品承ります。ご相談ください。
- ・ 仕様は、予告なく変更することがあります。

Solutions for Medical Imaging Lab...



EASTEK

イーステック株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-10-502

☎03-3358-1923 FAX 03-3358-1905

E-Mail: info@eastek.co.jp