

超音波用
ニードル・バイオプシー練習ファントム
Model 52

特長

- ニードルバイオプシ超音波ガイド練習用
- 新装置テスト、デモ及び新ガイド技術開発用
- 吸引可能シスト、生検可能マス内蔵
- 米国特許組織等価材採用
- コンパクト、軽量、持ち運び容易

概要

モデル 52 は、仰向け状態の平均的な女性乳房を模擬してデザインされたニードル・バイオプシの超音波ガイド練習用ファントムです。

平均的な乳房組織の超音波特性に合致する組織等価材で成型された本ファントムは、外側を薄膜で保護されていますので、封入等価材の含水率の低下を最小限に抑えるとともに、穿刺の際の針への抵抗感や大きなマスの触診などの予備実習を行うことができます。

ファントムは、トレーに固定されていますので安定した手のポジションで練習を行うことができます。

ファントムの内部には、吸引可能なシストと生検可能な密度の高いマスのターゲットがランダムに埋め込まれています。

本製品は、初心者の練習用としてだけでなく、熟練者の向上用としてもご利用いただけます。また、新しい装置のテスト、デモまたは新しいガイド技術の開発、実験などにも適しています。

尚、モデル 52 は、練習用ファントムとして何回も使用できますが、製品の性質上ファントム内の水分は自然蒸発します。更に、穿刺回数が多くなるにつれて蒸発量が増加し、使用可能期間が短くなりますのでご了承ください。保証期間は、穿刺前の正常保管(未使用状態)にてご購入後 6 ヶ月です。

注記：仕様は、予告無く変更されることがあります。



EASTEK

イーステック株式会社


〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-10-502

☎03-3358-1923 FAX 03-3358-1905

Model 52 Specifications



Phantom

容積	600 cc	長さ	15 cm
幅	12 cm	高さ	7 cm
素材	Zerdine™		



Targets

	識別色	サイズ	数	配置
シスト状マス	緑	8-15 mm	6	ランダム
高密度マス	黒	6-12 mm	6	ランダム
バックグラウンド材	白			



日本総代理店



Solutions For Medical Imaging Lab...

イーステック株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-10-502

☎03-3358-1923 FAX 03-3358-1905